

CARRIERE®

SLX 3D™



# LA REVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO

Diseñado para usted, su personal y sus pacientes, sin comprometer su práctica.



 HENRY SCHEIN®  
ORTHODONTICS

*The New Movement In Orthodontics™*

# UNA SECUENCIA REVOLUCIONARIA DE TRES ALAMBRES

## SAGITTAL FIRST

Como parte integral de la Filosofía de Tratamiento **SAGITTAL FIRST™**, tenemos el uso del aparato **Carriere® Motion 3D™** para corregir discrepancias de AP y estimular el movimiento inicial de los dientes.

Esto promueve transiciones más fáciles a alambres más grandes más pronto durante el tratamiento, menos tiempo en frenillos y, en general, tiempos de tratamiento más cortos.

### 3 A 6 MESES

#### APARATO MOTION 3D

SE ESTABLECE LA PLATAFORMA CLASE I



## M-SERIES™ WIRES

Presentamos los totalmente innovadores **Alambres Carriere M-Series™**, incluyendo el alambre de 0.015 **Cu™ Nitantium® (cobre-níquel-titanio)** y la novedosa secuencia de tres alambres. Los **Alambres M-Series** están diseñados para:

- Permitir un protocolo simplificado de progresión de los alambres
- Reducir el número de alambres utilizados
- Terminar los casos en aproximadamente 12 meses

### 8 A 10 MESES

#### ALAMBRES SERIE M



### SECUENCIA DE ALAMBRES SERIE M PARA SISTEMAS DE FRENILLOS METÁLICOS

NOMBRE DEL ALAMBRE	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	TIEMPO EN TRATAMIENTO	NÚMERO DE CITAS (CON INTERVALOS DE 5 A 6 SEMANAS)	NÚMERO DE ARTÍCULO
1 <b>M-ONE</b>	0.015 de <b>Cu™ Nitantium®</b> (cobre-níquel-titanio) 27° con Sistema de colocación <b>EZ Stops™</b>	Iniciar nivelación, alineación y rotaciones	5 a 6 semanas	1 cita	103-M1
2 <b>M-TWO</b>	0.020 × 0.020 de <b>Cu™ Nitantium®</b> (cobre-níquel-titanio) 35° con Sistema de colocación <b>EZ Stops</b>	Completar nivelación, alineación y corrección de rotaciones. Se inicia el desarrollo la arcada; comienzo de control tridimensional del alambre, dando lugar al torque inicial.	6 a 18 semanas, según la complejidad y el criterio clínico	2 a 3 citas	103-M2
3 <b>M-THREE</b>	0.019 × 0.025 de Beta titanio	Detalles y acabados	8 a 12 semanas	2 a 3 citas	103-M3B

TAMAÑO NUEVO

### SECUENCIA DE ALAMBRES SERIE M PARA SISTEMAS DE FRENILLOS CERÁMICOS

Siga la secuencia de tres alambres y agregue el alambre abajo antes de usar **M-THREE**.

NOMBRE DEL ALAMBRE	DESCRIPCIÓN	OBJETIVO	TIEMPO EN TRATAMIENTO	NÚMERO DE CITAS (CON INTERVALOS DE 5 A 6 SEMANAS)	NÚMERO DE ARTÍCULO
<b>M-TWO.FIVE</b>	0.019 × 0.025 <b>Cu™ Nitantium®</b> (cobre-níquel-titanio) 35° con Sistema de colocación <b>EZ Stops</b>	Para alineación final de frenillos antes del alambre <b>M-THREE</b> con frenillos cerámicos	3 a 4 semanas	1 cita	103-M2.5

CARRIERE®

SLX3D™



1

### GÍRELO

La laminilla se impulsa hacia la posición abierta y bloqueada con apenas un toque y un giro leve del instrumento.

2

### CÚBRALO

La cobertura total de hendiduras M/D permite un control inigualable de rotación, que ayuda a garantizar que terminará más rápido.

3

### SIÉNTALO

Los frenillos más suaves al tacto que hemos fabricado. ¡En verdad! Son tan suaves, tan cómodos.

# CONTROL CLÍNICO INIGUALABLE

## Presentamos el Sistema de Frenillos SLX 3D

Su dedicación para alcanzar la eficiencia en la práctica y para promover la atención de vanguardia para el paciente será evidente cuando experimente la belleza, la comodidad y el rendimiento extraordinario del totalmente innovador Sistema **Carriere® SLX® 3D™**.



### ■ No doble alambres, hágalo como un profesional

Con valores precisos y comprobados de torque, grosores de entrada/salida y profundidades de hendiduras, el **Frenillo SLX 3D** está diseñado para garantizar menos trabajo para doblar alambres, de modo que pueda pasar más tiempo haciendo cualquier cosa, no doblando alambres.

□ **ANCHO**  
Piezas  
centrales  
y caninos

□ **MEDIANO**  
Premolares

□ **ANGOSTO**  
Piezas laterales  
inferiores y  
superiores

### ■ El tamaño de cada frenillo no es universal

El **Sistema de Frenillos SLX 3D** tiene frenillos angostos para dientes angostos y frenillos anchos para dientes anchos, ya que el tamaño sí importa cuando se trata de afianzar rápidamente el control de rotación y la posición ideal de los dientes.

□ **TRANSPARENTES**  
Pilares con forma de  
hongo para una  
retención segura



### ■ Defensas laterales para mejor manejo de adhesivo

Nuestra exclusiva Tecnología Adhesiva **Guard Rail™** (Adhesive Guard Rail, AGR) dirige el exceso de material adhesivo hacia los lados para facilitar y agilizar la limpieza.

□ **METÁLICOS**  
Pilares con  
marcas  
microscópicas  
grabadas



### ■ Fáciles de poner y de quitar

Nuestras bases de contornos compuestas están diseñadas para "ajustarse como un guante", mientras que los bordes de la base biselada ayudan a quitarlos de forma rápida y nítida.


□ **EZ TWIST**  
Pilares con  
marcas microscópicas  
grabadas



### ■ Solo gírelo

Nuestra nueva característica patentada **EZ Twist®** aporta un nivel nuevo de satisfacción del personal y comodidad del paciente en su consultorio. Para hacer cambios de alambres rápidos y cómodos, **¡SIMPLEMENTE HAGA EL GIRO!**

# FÁCIL CONTROL DE INVENTARIO

MAXILAR							SLX 3D metálicos 		SLX 3D transparentes 	
	Descripción	Código por color	N.º de pieza dental	Par de torsión	Ángulo	Antirrotación	0.022 der.	0.022 izq.	0.022 der.	0.022 izq.
CENTRALES	—	NEGRO	U1	+17°	+5°	0°	777-UR1H-10	777-UL1H-10	776-UR1H-5	776-UL1H-5
	—	NEGRO	U1	+12°	+5°	0°	777-UR1-10	777-UL1-10	776-UR1-5	776-UL1-5
LATERALES	—	ROSADO	U2	+12°	+8°	0°	777-UR2H-10	777-UL2H-10	776-UR2H-5	776-UL2H-5
	—	ROSADO	U2	+8°	+8°	0°	777-UR2-10	777-UL2-10	776-UR2-5	776-UL2-5
CANINOS	Gancho	VERDE	U3	+7°	+9°	0°	777-UR3H-HK-10	777-UL3H-HK-10	776-UR3H-HK-5	776-UL3H-HK-5
	Gancho	VERDE	U3	0°	+9°	0°	777-UR3-HK-10	777-UL3-HK-10	776-UR3-HK-5	776-UL3-HK-5
PREMOLARES	—	PÚRPURA	U4 y 5	-7°	0°	0°	777-U45-10	777-U45-10	776-U45-5	776-U45-5
	Gancho	PÚRPURA	U4 y 5	-7°	0°	0°	777-UR45-HK-10	777-UL45-HK-10	776-UR45-HK-5	776-UL45-HK-5
PRIMEROS MOLARES	—	BLANCO	U6	-14°	0°	12°DO	977-UR6-HK-10	977-UL6-HK-10	976-UR6-5	976-UL6-5
SEGUNDOS MOLARES	—	GRIS	U7	-14°	0°	10°DO	977-UR7-HK-10	977-UL7-HK-10	—	—

MANDIBULAR							SLX 3D metálicos		SLX 3D transparentes	
	Descripción	Código por color	N.º de pieza dental	Par de torsión	Ángulo	Antirrotación	0.022 der.	0.022 izq.	0.022 der.	0.022 izq.
ANTERIORES	—	AMARILLO	L1 y 2	-1°	0°	0°	777-L12-10	777-L12-10	776-L12-5	776-L12-5
	—	AMARILLO	L1 y 2	-6°	0°	0°	777-L12L-10	777-L12L-10	776-L12L-5	776-L12L-5
CANINOS	Gancho	AZUL	L3	0°	+5°	0°	777-LR3-HK-10	777-LL3-HK-10	776-LR3-HK-5	776-LL3-HK-5
	Gancho	AZUL	L3	-6°	+5°	0°	777-LR3L-HK-10	777-LL3L-HK-10	776-LR3L-HK-5	776-LL3L-HK-5
PRIMEROS PRE-MOLARES	—	GRIS	L4	-12°	+2°	0°	777-LR4-10	777-LL4-10	776-LR4-5	776-LL4-5
	Gancho	GRIS	L4	-12°	+2°	0°	777-LR4-HK-10	777-LL4-HK-10	776-LR4-HK-5	776-LL4-HK-5
SEGUNDOS PREMOLARES	—	ROJO	L5	-17°	+2°	0°	777-LR5-10	777-LL5-10	776-LR5-5	776-LL5-5
	Gancho	ROJO	L5	-17°	+2°	0°	777-LR5-HK-10	777-LL5-HK-10	776-LR5-HK-5	776-LL5-HK-5
PRIMEROS MOLARES	Gancho	BLANCO	L6	-25°	0°	2°DO	977-LR6-HK-10	977-LL6-HK-10	—	—
SEGUNDOS MOLARES	Gancho	AMARILLO	L7	-10°	0°	0°	977-LR7-HK-10	977-LL7-HK-10	—	—

KITS DE CARRIERE® (Llame para consultar sobre la disponibilidad)				SLX 3D metálicos		SLX 3D transparentes	
Rx	Descripción	Ctd. de juegos	Total de frenillos	Números de artículos 0.022		Números de artículos 0.022	
TORQUE	Kit U/L 5x5 kit con ganchos en 3	1	20	777-KIT-HK		776-KIT-HK	
	Kit U/L 5x5 con ganchos en 3, 4, 5	1	20	777-KIT-HKS		776-KIT-HKS	
	Kit U/L 6x6 con ganchos en 3 y 6	1	24	777-KIT6-HK		776-KIT6-HK	
	Kit U/L 6x6 con ganchos en 3, 4, 5, 6	1	24	777-KIT6-HKS		776-KIT6-HKS	

## Tubos bucales de autoligado

### Un sistema completo de autoligado

Los Tubos Bucles de Autoligado **SLX 3D** incorporan todas las características increíbles de los **Frenillos SLX 3D**, incluyendo el primer producto de HSO **de cerámica transparente para los primeros molares superiores.**



# LA REVOLUCIÓN DE SAGITTAL FIRST

## Simplifique y reduzca la duración del tratamiento con resultados predecibles.

La Filosofía **SAGITTAL FIRST** es un método innovador que simplifica y reduce la duración del tratamiento Clase II y Clase III. Utiliza el Aparato **MOTION 3D** para tratar la dimensión AP al inicio del tratamiento, antes de colocar frenillos o alineadores. Al resolver primero la parte más difícil del tratamiento, puede lograr una plataforma de Clase I en tres a seis meses, lo que reduce el tiempo total de tratamiento a seis meses, como mínimo. ¡Ya sabe cuánto se emocionan los pacientes y sus padres cuando les menciona tiempos de tratamiento más cortos!

### PREDECIBLE

Aparato **MOTION 3D** Clase II

### INNOVADOR

Sistema de Frenillos **SLX 3D**

### SIN FIJACIONES

Alineadores Transparentes **SLX**



CARRIERE® | SLX 3D™

 HENRY SCHEIN®  
ORTHODONTICS

The New Movement In Orthodontics™

 Rely on Us™

Para obtener más información sobre nuestros productos y ofertas de formación comuníquese con:

**Servicio de atención al cliente de**  
HenryScheinOrtho.com: **888.851.0533** | En EE. UU.: **800.547.2000**  
fuera de EE. UU.: +(1) **760.448.8600** | Canadá: **CERUM 800.661.9567**

Para enviar un pedido por correo electrónico: **USASales@HenryScheinOrtho.com**  
Para enviar un pedido por correo electrónico desde fuera de EE. UU.:  
**IntlOrders@HenryScheinOrtho.com**

Ortho Organizers, Inc. 1822 Aston Ave. Carlsbad, CA 92008-7306 EE. UU.

© 2020 Ortho Organizers, Inc. Todos los derechos reservados. PN 999-345 Rev. B 04/20. Patente de EE. UU. 10,085,824

